

DIAMED 2

Un sillón que se adapta a las necesidades de cada usuario



Reposapiés extensible eléctrico



Trendelenburg 25°



Mando con posiciones pre-programadas

CARACTERÍSTICAS

SOMIER

Estructura fabricada en tubo de acero con revestimiento de epoxi.
Sistema de elevación que proporciona una gran estabilidad y carga de hasta 230 kg.
Incorpora soportes que permiten la adaptación de accesorios.

CONFORT

El sillón DIAMED 2 ha sido sometido a estrictas pruebas y ensayos en laboratorios hasta conseguir la adecuación ergonómica y el máximo confort necesarios para mejorar la calidad de vida y la salud de los usuarios
Cuenta con una superficie útil al 100%
Articulación de los planos del somier mediante motores eléctricos de baja tensión según norma EN 60601-1. Movimientos independientes respaldo-altura-piernas.
Los apoyabrazos en PUR, ergonómicos y abatibles, facilitan el acceso al paciente.
El sistema desarrollado en el sillón permite cualquier ajustarlos a cualquier angulación. Medidas: 40 x 11 x 4 cm.
Incluido en la dotación estándar: reposacabezas, asa de traslado, soporte de rollo de papel y listón para diferentes accesorios.

ACOLCHADO Y TAPIZADO

Asiento y respaldo de espuma de poliuretano de alta densidad de 10 cm de espesor.
Tapizado en tela vinílica auto extingible según norma M2 de fácil limpieza y mantenimiento

MANEJO

El mando de control del sillón posee pictogramas claros. Permite regular tanto las secciones de respaldo y piernas de forma independiente y sincronizada, como la altura, trendelenburg o posición de salida de paciente.
Para facilitar la maniobrabilidad del sillón, consta de cuatro ruedas giratorias de 125 mm diámetro con sistema de freno centralizado y direccional.
Reposapiés regulable eléctricamente.
Dos funciones pre-programadas: shock (trendelenburg de emergencia) y salida (la altura desciende al mínimo y el respaldo y reposapiés se sitúan en posición de silla)
Botón GO para activación del mando

SEGURIDAD

Palanca de descenso automático de respaldo (CPR) en caso de emergencia

El sillón modelo DIAMED cumple con los requisitos esenciales del Reglamento 2017/745 de productos sanitarios.

Accesorios opcionales: Porta sueros - Bandeja de comida - Batería

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación eléctrica	100-240V 50-60 Hz
Consumo máximo	1,6 A
Indicador de protección	IP54
Clase de protección	Clase II
Grado de protección frente a descarga	Tipo B

DATOS TÉCNICOS

Dimensión externa (extendido)	220 x 87,5 cm
Dimensión superficie de paciente	214 x 57 cm
Dimensión respaldo (largo x ancho)	88 x 57 cm
Dimensión asiento (largo x ancho)	54 x 57 cm
Dimensión reposapiés	72 x 57 cm
Ángulo del reposapiés	0°-25°
Elevación altura	51-76 cm
Inclinación del respaldo	0-72°
Trendelenburg	25°
Dimensión reposapiés (largo x ancho)	25 x 58 cm
Carga máxima	230 kg
Peso sin accesorios	98 kg