

## Golvvåg MBHA-300

Personvåg för medicinskt bruk med en stor och mycket robust och tålig metallstruktur i vågplattform och bärande delar. Vågen är utrustad med mycket robusta räckan. Hals säker plattform, tydlig display och justerbara fötter gör denna våg mycket pålitlig, lättanvänd och patientsäker. Förflyttning möjliggörs med hjälp av lätttrullande hjul monterade i bakkant.



### Funktioner

- ✓ Rörelsekompensation för snabb avläsning av stabila värden
- ✓ BMI-funktion
- ✓ Zero/Hold/Tare
- ✓ LCD-display, 25mm
- ✓ Justerbar vinkel på display
- ✓ AC adapter som standard
- ✓ Batterifunktion (batterier ingår ej)

<b>Tekniska specifikationer</b>	<b>MBHA-300</b>
<i>Kapacitet</i>	300kg
<i>Avläsbarhet</i>	100g
<i>Noggrannhet</i>	I enlighet med OIML Klass III
<i>Storlek, plattform</i>	600 x 600mm
<i>Storlek, produkt</i>	640 x 720 x 1095 mm
<i>Egenvikt</i>	21kg
<i>Display</i>	25mm med bakgrundsbelysning
<b>Gemensamma funktioner</b>	
<i>Rörelsekompensation</i>	✓
<i>BMI-funktion</i>	✓
<i>Tarering</i>	✓
<i>Nollning</i>	✓
<i>Holdfunktion</i>	✓
<i>AC- adapter</i>	✓
<i>Batterifunktion</i>	6 x AA (inkluderas ej)
<b>Godkännande &amp; märkning</b>	
<i>Typgodkänd</i>	OIML Klass III
<i>Förstagångsverifierad</i>	✓
<i>CE-märkning</i>	✓
<i>MDD-godkänd</i>	✓