



LG EVACU PLUS


Chiudibile / Closable

Le sedie di evacuazione sono ideali per il trasporto rapido di pazienti sulle scale durante un'emergenza. Il modello Plus è dotato di cingoli in gomma. /

The evacuation chairs are ideal for quickly transporting patients along stairs during an emergency. The Plus model features rubber tracks.

Dati Tecnici / Technical Specifications

Dimensioni da aperto (LxPxH) / Dimensions when open (LxDxH)	49x126x159 cm
Dimensioni da chiuso / Dimensions when closed	27x49x110 cm
Peso complessivo ausilio / Device total weight	15 kg
Portata max / Max. capacity	160 kg
Tessuto / Fabric	Ignifugo / Fireproof





■ Cover

..... ■ Allungabile in profondità /
Extendible depth



**TIPOLOGIA SCALE /
STAIR TYPE**

Scala dritta /
Straight staircase

