

GIMA

www.gimaitaly.com



36 l/min



16 l/min

Aspiratore Super Vega Battery Super Vega Battery suction unit

Aspiratore Super Vega Battery Plus Super Vega Battery Plus suction unit

36 l/min

- Aspirateur Super Vega Battery Plus
- Sauger Super Vega Battery Plus
- Aspirador Super Vega Battery Plus
- Aspirador Super Vega Battery Plus
- Ssak akumulatorowy Super Vega Battery Plus
- Aspirator Super Vega Battery Plus
- Συσκευή αναρρόφησης Super Vega Battery Plus



GIMA

www.gimaitaly.com

REF

LOT

Vedere etichetta bar code
See bar code label

28190 Super Vega Battery Plus

28243 Super Vega Battery

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



GIMA

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Dispositivo medico di Classe IIa (93/42/CEE)
Class IIa medical device (EEC/93/42)
Dispositif medical Classe IIa (93/42/CEE)
Gerät Klass IIa (93/42/CEE)
Dispositivo médico Classe IIa (93/42/CEE)
Dispositivo médico Classe IIa (93/42/CEE)
Urządzenie medyczne klasy IIa (93/42/CEE)
Dispozitiv medical încadrat în clasa IIa (93/42/CEE)
Ιατρική συσκευή της κλάσης IIa (93/42/CEE)

IT • Dotato di struttura in materiale plastico ad elevato isolamento, facilmente trasportabile, valvola di troppo pieno, regolatore di aspirazione e vuoto metro.

GB • Equipped with easy-to-carry highly-insulated plastic body, overflow valve system, vacuum meter.

FR • Avec coque plastique hautement isolée, facile à transporter, valve bocal anti-débordement, régulateur d'aspiration, manomètre.

DE • Ausgestattet mit hochisoliertem Kunststoffgehäuse, Tragegriff, Überlaufventil, Flowregler, Manometer.

ES • Equipado con cuerpo de plástico de alta resistencia, fácil de llevar, sistema de válvula de sobreflujo, regulador de aspiración y medidor de vacío.

PT • Munido de estrutura de material plástico de elevado isolamento, facilmente transportável, válvula para evitar vazamentos, regulador de aspiração e indicador do vácuo.

PL • Wyposażone w konstrukcję z tworzywa sztucznego o wysokim stopniu izolacyjnym, łatwe do przeniesienia, z zaworem przelewowym, regulatorem siły zasysania i próżniomierzem.

RO • Prevăzută cu structură din material plastic cu grad sporit de protecție, ușor de transportat, cu supapă de preaplin, regulator de aspirație și vacuummetru.

GR • Εφοδιασμένο με πλαίσιο από πλαστικό υλικό με υψηλή μόνωση, εύκολης μεταφοράς, με βαλβίδα πληρότητας, με ρυθμιστή αναρρόφησης και με όργανο μέτρησης κενού.

Aspiratore Super Vega Battery Super Vega Battery suction unit

16 l/min

- Aspirateur Super Vega Battery
- Sauger Super Vega Battery
- Aspirador Super Vega Battery
- Aspirador Super Vega Battery
- Ssak akumulatorowy Super Vega Battery
- Aspirator Super Vega Battery
- Συσκευή αναρρόφησης Super Vega Battery



GIMA

www.gimaitaly.com



Super Vega Battery Plus
36 l/min.



Super Vega Battery
16 l/min.

