



www.gimaitaly.com



16 l/min



40 l/min

Aspiratore chirurgico Vega - Vega surgical suction unit
Aspiratore chirurgico Super Vega
Super Vega surgical suction unit

Aspiratore chirurgico Vega Vega surgical suction unit

- Aspirateur Chirurgical Vega
- Chirurgie Sauger Vega
- Aspirador Quirúrgico Vega
- Aspirador Cirúrgico Vega
- Χειρουργικός απορροφητήρας Vega
- شافط جراحي Vega
- Aspirator chirurgiczny Vega

www.gimaitaly.com



16 l/min



REF LOT Vedere etichetta bar code See bar code label

- 28210 Vega
- 28211 Super Vega - 1l

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Dispositivo medico di Classe IIa (93/42/CEE)
Class IIa medical device (EEC/93/42)
Dispositif médical Classe IIa (93/42/CEE)
Gerät Klass IIa (93/42/CEE)
Dispositivo médico Classe IIa (93/42/CEE)
Dispositivo médico Classe IIa (93/42/CEE)
Ιατρική συσκευή της κλάσης IIa (93/42/CEE)
Classe IIa (93/42/CEE) جهاز طبي من الفئة IIa (93/42/CEE)
Urządzenie medyczne klasy IIa (93/42/CEE)

IT • Dotato di struttura in materiale plastico ad elevato isolamento, facilmente trasportabile, valvola di troppo pieno, regolatore di aspirazione e vuotometro.

GB • Equipped with: easy-to-carry highly-insulated plastic body, overflow valve system, vacuum meter.

FR • Avec coque plastique hautement isolée, facile à transporter, valve bocal anti-débordement, régulateur d'aspiration, manomètre.

DE • Ausgestattet mit: hochisoliertem Kunststoffgehäuse, Tragegriff, Überlaufventil, Flowregler, Manometer.

ES • Equipado con: cuerpo de plástico de alta resistencia, fácil de llevar, sistema de válvula de sobreflujo, regulador de aspiración y medidor de vacío.

PT • Munido de estrutura de material plástico de elevado isolamento, facilmente transportável, válvula para evitar vazamentos, regulador de aspiração e indicador do vácuo.

GR • Εφοδιασμένο με πλαίσιο από πλαστικό υλικό με υψηλή μονωτική, εύκολη μεταφοράς με βαλβίδα πλερίτης, με ρυθμιστή αναρρόφησης και με όργανο μέτρησης κενού.

SA • الجاسط ذات القدرة العازلة العالية، سهل للحمل والنقل، صمام ضد الإفراط في التعبئة، ضوابط شفط ومقياس تفريغ.

PL • Wyposażone w konstrukcję z tworzywa sztucznego o wysokim stopniu izolacyjnym, łatwe do przenoszenia, z zaworem przelewowym, regulatorem siły zasysania i próżniomierzem.

Aspiratore chirurgico Super Vega Super Vega surgical suction unit

- Aspirateur Chirurgical Super Vega
- Chirurgie Sauger Super Vega
- Aspirador Quirúrgico Super Vega
- Aspirador Cirúrgico Super Vega
- Χειρουργικός απορροφητήρας Super Vega
- شافط جراحي Super Vega
- Aspirator chirurgiczny Super Vega

www.gimaitaly.com



40 l/min



Vega
16 l/min.



Super Vega - 1l
40 l/min.

