

CERVIC

2-section table with a minimalist design. Equipped with 1 motor that controls the table height. Backrest adjustable by gas lift. Sturdy curved metallic base with 2 wheels to facilitate its mobility. White PU upholstery of high quality that eases cleaning.

Camilla de 2 cuerpos con una estructura muy estable y diseño minimalista. Equipada con 1 motor que permite regular la altura. Respaldo regulable mediante pistón de gas. Base semiesférica metálica con dos ruedas que facilitan su desplazamiento. Tapizado blanco en PU de alta calidad y fácil de limpiar.

Table à 2 plans de design minimaliste. Équipée d'1 moteur qui contrôle la hauteur. Dossier réglable par vérin à gaz. Base courbée métallique avec 2 roues qui facilitent le déplacement de la table. Revêtement en PU blanc de haute qualité et facile à nettoyer.

Zweiteilige Liege mit einem stabilen Gestell und einen minimalistischen Design. Sie verfügt über einem Motor, um die Höhe zu regulieren. Die Neigung der Rückenlehne ist mittels Gasfeder verstellbar. Halbkugelförmige Basis mit zwei Rädern, die die Verschiebung vereinfachen. Hochwertige weiße PU-Polsterung, leicht abwaschbar.

Letino a 1 snodo dalla struttura molto stabile e dal design minimalista. È fornito di 1 motore per regolare l'altezza. L'inclinazione dello schienale è regolabile con un pistone a gas. Telaio metallico con base a forma di semisfera e 2 ruote incorporate che ne facilitano lo spostamento. Rivestimento in PU bianco di alta qualità e facile da pulire.

Electric Massage Bed Ref. 2241.1

Product size: 190x70x53/86 cm

Weight: 71 Kg

Upholstery: PU

Motors: 1

- 1 Angle 0° ~ 75°
- 2 Breather hole
- 3 Up and Down 53/86 cm
- 4 Hand controller Ref. FC001
- 5 Paper roll holder

OPTIONS

Bed cover

6 Foot controller Ref. FC001

COLOURS



PACKING SIZE cm

202x75x56

N.W. kg

71

G.W. kg

86

MAX WEIGHT

180 kg



CERVIC

