

TALUS

Upmarket high-comfort podiatry chair equipped with 3 motors that control height, backrest and seat inclination. Legrests swivel up to 90° and are adjustable in height by gas lift. Reclining armrests and adjustable headrest with breather hole. The button panels built in the backrest, the legrest and the seat allow a complete control of all functions from any point of the chair. Easy-to-clean white PU upholstery.

Sillón de podología de alta gama y cómodo diseño. Equipado con 3 motores que permiten regular la altura, la inclinación del respaldo y del asiento. Reposabrazos abatibles y reposacabezas regulable con agujero facial. Reposapiés ajustables en altura independientemente mediante pistón de gas y con apertura lateral hasta 90°. Las botoneras integradas en el respaldo, el reposapiés y el asiento permiten un total control de los movimientos desde cualquier punto de la camilla. Tapizado blanco en PU de alta calidad y fácil de limpiar.

Fauteuil de podologie haut de gamme et très confortable. Équipé de 3 moteurs qui contrôlent la hauteur et l'inclinaison du dossier et du siège. Hauteur des jambières réglable de façon indépendante par vérin à gaz et écartables à 90°. Repose-bras rabattables et repose-tête réglable avec trou visage. Les boutons intégrées dans le dossier, le repose-pied et le siège permettent un contrôle total des mouvements dans n'importe quel point du fauteuil. Revêtement en PU blanc de haute qualité et facile à nettoyer.

Hochwertige Fußpflegeliege mit sehr komfortablem Design. Sie verfügt über 3 Motoren um die Höhe, die Neigung der Rückenlehne und die Neigung des Sitzes zu regulieren. Fußstützen mechanisch um 90° drehbar und mittels Gasfeder unabhängig voneinander in der Höhe regulierbar. Abklappbare und ausziehbare Armlehnen und verstellbare Kopfstütze mit Gesichtsausschnitt. Die integrierte Schalttafel an der Rückenlehne, am Fußteil und am Sitz ermöglicht eine komplette Steuerung der Liege aus jedem Punkt. Hochwertige PU-Polsterung, leicht abwaschbar.

Poltrona podologica di alta gamma dal design confortevole. È dotata di 3 motori per la regolazione dell'altezza, l'inclinazione dello schienale e l'inclinazione della seduta. Bracciali ribaltabili ed estraibili, foro facciale e poggiatesta regolabile. Gambali regolabili in maniera indipendente tramite dei pistoni a gas che ne regolano l'altezza, e girevoli verso l'esterno fino a 90°. Grazie alle pulsantiere integrate nello schienale e nella seduta è possibile controllare i movimenti da qualsiasi punto della poltrona. Rivestimento in PU bianco di alta qualità e facile da pulire.

Electric Pedicure Chair Ref. 2250A.3.A26

Size without armrest: 191x60,5x68/101 cm


Size with armrest: 191x82x68/101 cm

Weight: 88,5 Kg

Upholstery: PU

Motors: 3

NEW



- 1 Breather hole
- 2 Angle
- 3 Extension ±9 cm
- 4 Angle 0° ~ 75°
- 5 Angle 0° ~ 12°
- 6 Angle 0° ~ 75°
- 7 Up and Down 68/101 cm
- 8 Extension ±12,5 cm

OPTIONS

- 9 Bed cover
- 9 Hand controller Ref. HC003
- 10 Foot controller Ref. FC003
- Wheels
- Paper roll holder
- Debris tray Ref. 30030

PACKING SIZE cm

142x66x72

N.W. kg

88,5

G.W. kg

99,5

MAX WEIGHT

175 kg



TALUS

