

B-EQUIPMENT

Ultrasound instrument with a facial and an orbicular probe. Different waves can be chosen depending on the treatment to be applied.

Equipo de ultrasonidos con sonda facial y sonda orbicular. Diferentes tipos de onda de salida a escoger según el tratamiento a realizar.

Appareil à ultrasons avec sonde visage et orbiculaire. Différents types d'onde de sortie à choisir selon le type de traitement à effectuer.

Ultraschallgerät mit Gesichts- und Orbicularsonde. Verschiedene Ausgangswellenformen zur Auswahl, je nach Behandlung.

Apparecchiatura a ultrasuoni con sonda facciale e orbicolare. Diversi tipi d'onda selezionabili secondo il trattamento da eseguire.

**Ultrasound
Ref. F312A**

**Weight: 2Kg
Size: 20,5x22x7 cm**

Input voltage: 220 ~240V
Input frequency: 50Hz/60Hz
Power: 20W
Working Power: 0 - 3W/cm²
Working Frequency: 1MHz

PACKING SIZE cm
37x27,5x14
N. W. Kg
2
G. W. Kg
2,5

